

PRODUCTNAAM	ARTIKELNR.	SOORT	KLEUR	SHORE-HARDHEID A	VISCOSITEIT	MENGVERHOUDING	VERWERKINGSTIJD	ONTVORMBAAR NA	VERPAKKING
<b>DENTALSIL SILICONEN</b>		<b>PRECISION MASKS</b>							
<b>DentalSil CP60</b>	806080 806081	condensatie kneedmassa	grijs	60 ± 5	P: 240 - 270 mm /10	% 3 ± 1	2'00" - 3'00"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP80</b>	806082 806083	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	80 ± 5	P: 270 - 300 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'20"- 2'30"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP85</b>	806084 806085	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	85 ± 5	P: 245 - 280 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'00" - 1'50"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP90</b>	806086 806087	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	90 ± 5	P: 250 - 280 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'10" - 2'00"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg

<b>DENTALSIL SILICONEN</b>		<b>OCCLUSIVE MASKS</b>							
<b>DentalSil CP85</b>	806084 806085	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	85 ± 5	P: 245 - 280 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'00" - 1'50"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP90</b>	806086 806087	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	90 ± 5	P: 250 - 280 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'10" - 2'00"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg

<b>DENTALSIL SILICONEN</b>		<b>SUBSTITUTE MODELS</b>							
<b>DentalSil CP60</b>	806080 806081	condensatie kneedmassa	grijs	60 ± 5	P: 240 - 270 mm /10	% 3 ± 1	2'00" - 3'00"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP80</b>	806082 806083	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	80 ± 5	P: 270 - 300 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'20"- 2'30"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP85</b>	806084 806085	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	85 ± 5	P: 245 - 280 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'00" - 1'50"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP90</b>	806086 806087	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	90 ± 5	P: 250 - 280 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'10" - 2'00"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg

<b>DENTALSIL SILICONEN</b>		<b>REPAIRING PROSTHESES</b>							
<b>DentalSil CP60</b>	806080 806081	condensatie kneedmassa	grijs	60 ± 5	P: 240 - 270 mm /10	% 3 ± 1	2'00" - 3'00"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP80</b>	806082 806083	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	80 ± 5	P: 270 - 300 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'20"- 2'30"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP85</b>	806084 806085	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	85 ± 5	P: 245 - 280 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'00" - 1'50"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg
<b>DentalSil CP90</b>	806086 806087	condensatie kneedmassa	grijs (of blauw)	90 ± 5	P: 250 - 280 mm /10	% 0,8 ± 0,1	1'10" - 2'00"	≥ 5'	2,5 kg 5 kg

<b>PODOSIL SILICONEN</b>		<b>PODOLOGIE</b>							
<b>PodoSil CP15</b>	806060 806061	condensatie kneedmassa	roze	18 ± 3	P: 280 - 320 mm /10	% 5 ± 1	1'00" - 2'00"	≥ 6'	2,5 kg 5 kg

<b>AUDIOSIL SILICONEN</b>		<b>AUDIOLOGIE</b>							
<b>AudioSil CP30</b>	806070 806071	condensatie kneedmassa	wit	34 ± 4	P: 270 - 310 mm /10	% 2 ± 1	1'20" - 2'00"	≥ 6'	2,5 kg 5 kg
<b>AudioSil CP45</b>	806072 806073	condensatie kneedmassa	wit	45 ± 5	P: 255 - 310 mm /10	% 2 ± 1	2'00" - 2'40"	≥ 6'30"	2,5 kg 5 kg

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden

PRODUCTNAAM	ARTIKELNR.	SOORT	KLEUR	SHORE-HARDHEID A	VISCOSITEIT	MENGVERHOUDING	VERWERKINGSTIJD	ONTVORMBAAR NA	VERPAKKING
<b>DENTALSIL SILICONEN</b>		<b>FRAMEWORKS PROTHESES</b>							
<b>DentalSil A12</b>	806088 806086	additie gietsiliconen	groen	12 ± 2	500 - 2000 mPa.s	1:1	4'00" - 6'00"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DentalSil A16T</b>	806090 806091	additie gietsiliconen	doorschijnend/roze	16 ± 2	500 - 2000 mPa.s	1:1	4'00" - 5'30"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DentalSil A19</b>	806092 806093	additie gietsiliconen	licht blauw	20 ± 2	500 - 3000 mPa.s	1:1	4'00" - 6'30"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DentalSil A23</b>	806094 806095	additie gietsiliconen	geel	23 ± 2	2500 - 5000 mPa.s	1:1	4'00" - 6'00"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DentalSil A26</b>	806096 806097	additie gietsiliconen	roze	26 ± 2	4000 - 6000 mPa.s	1:1	4'00" - 6'30"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DentalSil AE20R</b>	806098 806099	additie gietsiliconen	blauw	20 ± 2	4000 - 7000 mPa.s	1:1	4'00" - 6'30"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DENTALSIL SILICONEN</b>		<b>TRANSPARANT MASKS</b>							
<b>DentalSil A20</b>	806079	additie gietsiliconen	transparant	20 ± 2	7000 - 13000 mPa.s	1:1	4'00" - 5'30"	≥ 30'	1 kg
<b>DENTALSIL SILICONEN</b>		<b>ORTHODONTICS</b>							
<b>DentalSil AE20R</b>	806098 806099	additie gietsiliconen	blauw	20 ± 2	4000 - 7000 mPa.s	1:1	4'00" - 6'30"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DENTALSIL SILICONEN</b>		<b>MODELS AND DIES DUPLICATION</b>							
<b>DentalSil A12</b>	806088 806086	additie gietsiliconen	groen	12 ± 2	500 - 2000 mPa.s	1:1	4'00" - 6'00"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DentalSil A16T</b>	806090 806091	additie gietsiliconen	doorschijnend/roze	16 ± 2	500 - 2000 mPa.s	1:1	4'00" - 5'30"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DentalSil A19</b>	806092 806093	additie gietsiliconen	licht blauw	20 ± 2	500 - 3000 mPa.s	1:1	4'00" - 6'30"	≥ 30'	1 kg 5 kg
<b>DentalSil AE20R</b>	806098 806099	additie gietsiliconen	blauw	20 ± 2	4000 - 7000 mPa.s	1:1	4'00" - 6'30"	≥ 30'	1 kg 5 kg

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden